


Modelo: **Heka G+**
Consola montada en el suelo con instrumentos suspendidos
Fabricado: Diciembre de 2020
Número de serie: 1422 1220
Estado: Modelo de exposición/demostración
Color: RAL 9010

Instrumentos (de izquierda a derecha):

- Jeringa UNIC Quick-Clean
- EMS Piezon scaler "No Pain" con LED
- Micromotor Bien Air MCX
- Micromotor Bien Air MCX
- Multiflex

Otros equipos y notas:

- Escupidera giratoria, botella de agua externa, lámpara quirúrgica EVA, lector de tarjetas Heka ID/RFID, válvula de escupidera Dürer, pedal universal inalámbrico, Toma USB en la consola y pantalla adicional en la mesa
- Sillón del paciente UnicLine con tapicería Comfort Memory



La foto puede mostrar equipamiento adicional que no está incluido en el precio

El color del acolchado, la lámpara quirúrgica y algunas opciones pueden modificarse con un recargo en el precio. Nos reservamos el derecho a modificar el equipamiento exacto y otros accesorios.

Plazo de entrega aproximado: 6 semanas