

Modèle : **Heka G+**
Console au sol avec instruments suspendus
Date de fabrication : Décembre 2020
Numéro de série : 1422 1220
État : Modèle d'exposition/de démonstration
Couleur : RAL 9010

Instruments (de gauche à droite) :

- Seringue UNIC Quick-Clean
- Détartreur EMS Piezon "No Pain" avec LED
- Micromoteur Bien Air MCX
- Micromoteur Bien Air MCX
- Raccord turbine Multiflex

Autres équipements et remarques :

- Crachoir pivotante, bouteille d'eau externe, scialytique EVA, lecteur de carte Heka ID/RFID, Dürr, vanne de crachoir, pédale variable universelle sans fil, prise USB sur la console et écran supplémentaire sur la table
- Fauteuil patient UnicLine avec garniture Comfort Memory



La photo peut montrer des équipements supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le prix

La couleur du rembourrage, le scialytique et certaines options peuvent être modifiées moyennant un supplément. Sous réserve de modifications concernant l'équipement exact et les autres équipements.

Délai de livraison d'environ 6 semaines